

## 末梢血管モニタリング装置

# ASTRIM SU

## 仕 様



アストリム標準セット  
写真は市販ノートPC との接続イメージです。

1

測 定 項 目	ヘモグロビン量*(Hgb) *5g/dL～18g/dL
解 析 項 目	血管幅、静脈酸素化指標(VOI:Venous Oxygenation Index)
表 示 項 目	血管画像
記 憶 項 目	データはPCメモリーカードに保存される。 64MB PCメモリーカードの場合、 最大管理データ数160名 履歴数1名につき100測定 記憶項目は以下のとおり。 測定日、測定時刻、測定者名、性別、生年月日、ヘモグロビン量、血管幅、 VOI、補助項目(最大8項目)
再 現 性	CV 7%以下*(ヘモグロビン量) *同一健康人 (ヘモグロビン量が12～16g/dL) が指の抜き差しありで10回測定した時の変動率
測 定 時 間	20秒以内
消 費 電 力	AC100V-240V(50/60Hz) 50VA 以下
使用温湿度範囲	+10℃～+40℃、30%～85%
外 形 寸 法	162(幅) x 208(奥行) x 131(高さ) mm
重 量	1.2kg (AC アダプタ含まず)
付 属 品	アストリム アプリケーションCD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ、 ファントム、PCメモリーカード、PCカードアダプタ、取扱説明書、他

- ※ 『本製品は医療機器ではありません。』  
本製品で測定した結果を治療、診断などの医療行為に用いることはできませんので、  
測定結果に関係なく病気などの不安がある場合には医師の診察を受けてください。
- ※ 外観、仕様等については改良のため予告なしに変更することがあります。